

Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-Mek1 (Ps221) Para Wb, Elisa - Q02750

Número de artículo: CM0000474



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para MEK1 fosforilado en Ser221. Adecuado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigar las vías de señalización MAPK/ERK y enfermedades asociadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Fosfo-MEK1-pS221
Observaciones/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Fosfo-MEK1-pS221
Especie	Humano
ID del Gen	5604
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de S221 de MEK1 humano (NP_002746.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02750
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo