

Phospho-Mek1-S217 Conejo Pab Para Wb - Q02750

Número de artículo: CM0000782



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico que detecta MEK1 fosforilado en Ser217. Validado para WB y ELISA con reactividad en humano, ratón y rata. Herramienta esencial para la investigación de la vía MAPK/ERK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-MEK1-S217 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-S217
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5604
ID del Gen	5604
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido fosforilado sintético alrededor de S217 de MEK1 humano (NP_002746.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02750
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo