

Phospho-Mek1-T286 Pab De Conejo - Q02750

Número de artículo: CM0001739



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-MEK1-T286 validado para WB y ELISA. Detecta MEK1 humano, de ratón y de rata fosforilado en T286. Ideal para investigación de la vía MAPK/ERK y aplicaciones de desarrollo de fármacos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-MEK1-T286 pAb de conejo
Observaciones/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-T286
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5604
GeneID	5604
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T286 de MEK1 humano (NP_002746.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02750
Peso proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo