

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Mek1-T292 Para Wb, Elisa - Q02750

Número de artículo: CM0001568



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-MEK1-T292 validado para WB y ELISA. Detecta MEK1 (MAP2K1) humano, ratón, rata. Esencial para la señalización MAPK/ERK, crecimiento celular, diferenciación. 43 kDa. Q02750.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Phospho-MEK1-T292
Observaciones/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-T292
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5604
GeneID	5604
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de T292 de Phospho-MEK1-T292 humano (Q02750)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02750
Peso Proteico	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo