

Mab De Conejo Phospho-Mek1/Mek2-S217/S221 Para Wb, Ip, Elisa - Q02750/P36507

Número de artículo: CM0000575



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-MEK1/MEK2 (Ser217/Ser221) validado para WB, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización MAPK/ERK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Phospho-MEK1/MEK2-S217/S221
Notas / Alias	MEK1/MEK2; Phospho-MEK1/MEK2-S217/S221
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5604/5605
GeneID	5604/5605
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S217 y S221 de MEK1/MEK2 humano (NP_002746.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02750/P36507
Peso de la proteína	40kDa/43kDa/44kDa
Envío	Bolsa de hielo