


Phospho-Mek6-S207 Rabbit Pab - P52564

Número de artículo: CM0001787



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que se dirige a la MEK6 humana fosforilada en la Serina 207, adecuado para aplicaciones de Western blot e inmunofluorescencia en muestras humanas y de rata. Ideal para la investigación de señalización de estrés y citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-MEK6-S207 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MEK6; MKK6; MAPKK6; PRKMK6; SAPKK3; SAPKK-3; Phospho-MEK6-S207
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5608
GeneID	5608
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido específico de fosfo correspondiente a los residuos que rodean la S207 de MAP2K6 humana
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P52564
Peso proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo