

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Met-Y1349 Para Wb, Elisa - P08581

Número de artículo: CM0000548



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Fosfo-MET (Y1349) validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano y rata. Detecta la fosforilación del receptor del factor de crecimiento de hepatocitos, esencial para estudiar las vías de señalización de MET.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo anti-Fosfo-MET-Y1349
Observaciones/Alias	DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFNB97; Fosfo-MET-Y1349
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4233
GeneID	4233
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y1349 del MET humano (NP_000236.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P08581
Peso Proteico	156kDa
Envío	Bolsa de hielo