


Mab De Conejo Anti-Fosfo-MLKL-S345 Para Wb, Ip, Elisa - Q9D2Y4

Número de artículo: CM0012504



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad específico para MLKL de ratón fosforilado en la serina 345. Ideal para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Explore la señalización por necroptosis y la muerte celular programada inducida por TNF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Fosfo-MLKL-S345
Notas/Alias	9130019I15Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	197259
GeneID	74568
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor de la S441 de MLKL de ratón (NP_001297542.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9D2Y4
Peso de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo