

Phospho-MLKL-S358 Conejo Pab - Q8Nb16

Número de artículo: CM0000546



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido contra la MLKL humana fosforilada en S358. Validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con rata. Adecuado para investigación de necroptosis y muerte celular programada.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-MLKL-S358 Conejo pAb
Observaciones/Alias	hMLKL; Phospho-MLKL-S358
Especie	Humano
GeneID	197259
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S358 de la MLKL humana (NP_689862.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q8NB16
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo