

Phospho-MLKL-S441 Conejo Pab Para Wb Y Elisa - Q9D2Y4

Número de artículo: CM0000594



Introducción

Phospho-MLKL-S441 Conejo pAb detecta MLKL de ratón fosforilado en la serina 441, reaccionando de forma cruzada con humano y rata. Adecuado para WB y ELISA en investigación de necroptosis y muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-MLKL-S441 Conejo pAb
Observaciones/Alias	9130019I15Rik; Phospho-MLKL-S441
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	197259
GeneID (Ratón)	74568
Immunógeno	Péptido sintético; Un péptido sintético fosforilado alrededor de S441 de MLKL de ratón (NP_001297542.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9D2Y4
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo