


Fosfo-Mre11 (Ser676) Pab De Conejo Para Wb - P49959

Número de artículo: CM0001997



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-MRE11 (Ser676) detecta específicamente la MRE11 humana fosforilada en Ser676 en WB. Esencial para estudios de reparación de roturas de doble hebra, mantenimiento de telómeros y meiosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-MRE11 (Ser676) pAb de conejo
Observaciones/Alias	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; Fosfo-MRE11 (Ser676)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4361
GeneID	4361
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S676 de la MRE11 humana (NP_005582.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P49959
Peso proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo