

Mab De Conejo Antifosfo-Mtor-S2448 Para Wb, Elisa - P42345

Número de artículo: CM0001272



Introducción

mAb de conejo antiFosfo-mTOR (Ser2448) para WB, ELISA. Detecta mTOR humano y de ratón fosforilado en S2448, un residuo crítico para la señalización de mTORC1. Apoya estudios de investigación sobre metabolismo celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo antiFosfo-mTOR-S2448
Observaciones/Alias	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2448
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2475
ID del gen	2475
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido fosforilado sintético correspondiente a la zona de S2448 de la mTOR humana (P42345).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P42345
Peso proteico	289kDa
Envío	Bolsa de hielo