


Fosfo-Myh9-S1943 Pab De Conejo - P35579

Número de artículo: CM0001874



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-fosfo-MYH9 (S1943) validado para WB y ELISA; reacciona con miosina-9 humana, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la motilidad celular, la citocinesis y la reorganización del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-MYH9-S1943 pAb de conejo
Observaciones/Alias	MHA; FTNS; EPSTS; BDPLT6; DFNA17; MATINS; NMMHCA; NMHC-II-A; NMMHC-IIA; Fosfo-MYH9-S1943
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4627
GeneID	4627
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido sintético fosforilado alrededor de S1943 de MYH9 humano (NP_002464.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35579
Peso proteico	227kDa
Envío	Bolsa de hielo