

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Myl9 (Ser19) Para Wb Y Elisa - P24844

Número de artículo: CM0001358

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-MYL9 (Ser19) validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación contráctil del músculo liso y no muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-MYL9-S19 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Phospho-MYL9-S19
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10398
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de S19 de MYL9 humano (NP_006088.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24844
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo