

Fosfo-Cadena Ligera De Miosina 2-S19 Mab De Conejo Para Wb, Elisa - P24844

Número de artículo: CM0001147

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-Cadena Ligera de Miosina 2-S19 (P24844) para WB, ELISA. Detecta específicamente el S19 fosforilado de la Cadena Ligera de Miosina 2 humana en muestras de humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de contractilidad y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Cadena Ligera de Miosina 2-S19 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Fosfo-Cadena Ligera de Miosina 2-S19
Especie	Humano
ID de Gen	10398
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S19 de la Cadena Ligera de Miosina 2 humana (NP_006088.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24844
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo