

Fosfo-Cadena Ligera De Miosina 2-T18 Mab De Conejo - P24844

Número de artículo: CM0001915

Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra Fosfo-Cadena Ligera de Miosina 2 (T18) para WB y ELISA. Específico para MYL9/MLC2 fosforilada humana, crítico para la investigación de la contractilidad del músculo liso y no muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Cadena Ligera de Miosina 2-T18 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Fosfo-Cadena Ligera de Miosina 2-T18
Especie	Humano
GeneID	10398
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T18 de la Cadena Ligera de Miosina humana (NP_006088.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P24844
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo