

Fosfo-Cadena Ligera De Miosina 2-T18/S19 Ac M De Conejo - P24844

Número de artículo: CM0001200

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo que dirige a la Cadena Ligera de Miosina 2 en Thr18/Ser19. Validado para WB y ELISA en muestras humanas. Ideal para investigaciones sobre contractilidad del músculo liso, citocinesis y locomoción celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Cadena Ligera de Miosina 2-T18/S19 Ac m de Conejo
Observaciones/Alias	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIH54; Fosfo-Cadena Ligera de Miosina 2-T18/S19
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10398
GeneID	10398
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T18/S19 de la Cadena Ligera de Miosina 2 humana (NP_006088.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P24844
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo