


Phospho-Na⁺/K⁺-ATPase-S16 Conejino Pab Para Wb - P05023

Número de artículo: CM0001352



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que detecta la subunidad alfa-1 de la Na⁺/K⁺-ATPasa fosforilada en Ser16. Adecuado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Para investigación en transporte iónico y trastornos neurológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Phospho-Na ⁺ /K ⁺ -ATPase-S16 Conejino pAb
Observaciones/Alias	CMT2DD; HOMGSMR2; Phospho-Na ⁺ /K ⁺ -ATPase-S16
Especie	Humano
ID del Gen	476 (ATP1A1)
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de S16 de la Na ⁺ /K ⁺ -ATPasa humana (NP_000692.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05023
Peso Proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo