

Fosfo-Nedd4L-S448 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - Q96Pu5

Número de artículo: CM0000525



Introducción

Fosfo-NEDD4L-S448 pAb de conejo detecta NEDD4L endógeno fosforilado en Ser-448. Validado para WB y ELISA en muestras de humano, ratón y rata. Ideal para investigar vías de ubiquitinación y la regulación de canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-NEDD4L-S448 pAb de conejo
Observaciones/Alias	RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; Fosfo-NEDD4L-S448
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	23327
ID de gen	23327
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S448 de NEDD4L humano (NP_001138439.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96PU5
Peso proteico	112kDa
Envío	Bolsa de hielo