


Fosfo-Nf-Kb P105-S932 Mab De Conejo Para Wb, Elisa - P19838

Número de artículo: CM0001889



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo que se dirige a NF-κB p105 (Ser932) para Western blot y ELISA. Detecta NF-κB p105/p50 humano, de ratón y de rata, un factor de transcripción clave en la señalización inmune e inflamatoria. Ideal para el análisis de vías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-NF-κB p105-S932 mAb de conejo
Observaciones/Alias	KBF1; EBP-1; NF-κB; CVID12; NF-κB1; NFKB-p50; NFKappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Fosfo-NF-κB p105-S932
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	4790
ID de gen	4790
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de S932 de Fosfo-NF-κB p105-S932 humano (NP_001158884.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19838
Peso proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo