


Pab De Conejo Contra Nf-Kb P65/Rela Fosforilada-S529 Para Wb Y Elisa - Q04206

Número de artículo: CM0000636



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico contra NF-kB p65 (RelA) que detecta la fosforilación de Ser529; validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata; para estudios de inflamación y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra NF-kB p65/RelA fosforilada-S529
Notas/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S529
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5970
ID del gen	5970
Inmunógeno	Péptido sintético: péptido sintético fosforilado alrededor del residuo S529 de la proteína humana NF-kB p65/RelA (NP_068810.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q04206
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo