

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S536 Para Wb, Elisa - Q04206

Número de artículo: CM0001649



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo que se dirige a NF-kB p65/RelA humano fosforilado en Ser536. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización NF-kB en inflamación, inmunidad y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Phospho-NF-kB p65/RelA-S536
Observaciones/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S536
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5970
GeneID	5970
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S536 de NF-kB p65/RelA humano (NP_068810.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q04206
Peso Proteico	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo