


Pab De Conejo Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S536 - Q04206

Número de artículo: CM0001489



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico que detecta NF-kB p65 fosforilado en la serina 536. Validado para WB, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación en señalización de NF-kB e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-NF-kB p65/RelA-S536
Notas/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S536
Especie	Humana
GeneID	5970 (Humana)
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q04206
Peso de proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo