


Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Phospho-Nf-Kb P65/Rela (Ser468) Para Wb, Elisa - Q04206

Número de artículo: CM0001905



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido a NF-κB p65/RelA en Ser468. Validado para WB y ELISA en muestras humanas y de rata. Ideal para el estudio de vías de señalización de NF-κB, inflamación y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-NF-κB p65/RelA-S468 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-κB p65/RelA-S468
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5970
GeneID	5970
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S468 de Phospho-NF-κB p65/RelA-S468 humano (NP_001138610.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q04206
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo