


Phospho-Nf-Kb P65/Rela-T505 Conejo Pab - Q04206

Número de artículo: CM0001625



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido contra NF-kB p65/RelA fosforilado en Thr505. Validado para western blot y ELISA utilizando muestras humanas. Adecuado para investigación en señalización de NF-kB, inflamación e inmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-NF-kB p65/RelA-T505 Conejo pAb
Observaciones/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-T505
Especie	Humano
GeneID (humano)	5970
GeneID	5970
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q04206
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo