


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Nf-Kb2-S866 Para Wb, Elisa - Q00653

Número de artículo: CM0000964



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo contra NF-κB2 (p100/p52) fosforilado en S866, validado para WB y ELISA. Detecta p100/p52 endógeno; reacciona de forma cruzada con ratón. Esencial para la investigación de la vía no canónica de NF-κB y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-NF-κB2-S866 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; Phospho-NF-κB2-S866
Especie	Humano
GeneID (humano)	4791
GeneID	4791
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S866 de Phospho-NF-κB2-S866 humano (NP_001070962.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q00653
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo