

Phospho-Nf2-S518 Rabbit Pab - P35240

Número de artículo: CM0000509



Introducción

Phospho-NF2-S518 Rabbit pAb detecta los niveles endógenos de NF2/Merlin fosforilado en la serina 518. Validado para WB, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata, apoyando la investigación sobre supresores de tumores y la vía de señalización Hippo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-NF2-S518 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ACN; SCH; BANF; merlin-1; Phospho-NF2-S518
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4771
GeneID	4771
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético fosforilado alrededor de la S518 de NF2 humana (NP_000259.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35240
Peso proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo