


Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-Nfkb1 (S337) Para Wb, Elisa - P19838

Número de artículo: CM0001123



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico que detecta NFKB1 fosforilado en S337. Validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de señalización de NF-kappa-B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-NFKB1-S337
Observaciones/Alias	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFKappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Fosfo-NFKB1-S337
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4790
GeneID	4790
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S337 de NFKB1 humano (NP_001158884.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19838
Peso Molecular de la Proteína	50 kDa/105 kDa
Envío	Bolsa de hielo