


Phospho-Nfkb1-S337 Rabbit Polymab® Para Wb - P19838

Número de artículo: CM0001039



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NFKB1 fosforilada (Ser337), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la señalización NF-κB en inflamación e inmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-NFKB1-S337 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	KBF1; EBP-1; NF-κB; CVID12; NF-κB1; NFKB-p50; NFκappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	4790
ID de gen	4790
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de S337 de NFKB1 humana (NP_001158884.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P19838
Peso proteico	50kDa/105kDa
Envío	Bolsa de hielo