


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Nfkb1-S907 Para Western Blot - P19838

Número de artículo: CM0001801



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico de alta calidad para NFKB1 (pS907), validado para la detección por Western Blot de NF-kappa-B p105/p50 fosforilado humano. Ideal para investigación en señalización de inflamación, inmunidad y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Phospho-NFKB1-S907
Observaciones/Alias	KBF1, EBP-1, NF-kB, CVID12, NF-kB1, NFKB-p50, NFKappaB, NF-kappaB, NFKB-p105, NF-kappa-B1, NF-kappabeta, Phospho-NFKB1-S907
Especie	Humano
ID del Gen	4790
Inmunógeno	Un péptido fosfo-específico correspondiente a los residuos que rodean a la S907 de NFKB1 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P19838
Peso Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo