


## Anticuerpo Policlonal (Pab) De Conejo Contra Phospho-Nfkb1-S927 Para Wb, Elisa - P19838

Número de artículo: CM0001388



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para NFKB1 fosforilado (Ser927). Adecuado para Western blot y ELISA con muestras humanas. Una herramienta valiosa para estudiar la señalización de NF-kappa-B en la investigación de la inflamación, la inmunidad y el cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-NFKB1-S927                                                                          |
| Observaciones/Alias | KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFKappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NFKB1-S927 |
| Especie             | Humano                                                                                                                      |
| ID de gen           | 4790                                                                                                                        |
| Inmunógeno          | Péptido sintético: un péptido fosforilado sintético alrededor de la S927 de NFKB1 humano (NP_001158884).                    |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                      |
| Categoría           | Anticuerpos fosforilados                                                                                                    |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                      |
| SWISS               | P19838                                                                                                                      |
| Peso de la proteína | 105 kDa                                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                              |