

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Nmdar1-S896 Para Wb Y Elisa - Q05586

Número de artículo: CM0000754



Introducción

El policlonal de conejo Anti-Fosfo-NMDAR1-S896 detecta específicamente el receptor ionotrópico de glutamato NMDA 1 fosforilado en la serina 896 en muestras humanas, de ratón y de rata. Es ideal para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA en investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Anti-Fosfo-NMDAR1-S896
Notas / Alias	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1; Fosfo-NMDAR1-S896
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2902
ID del gen	2902
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido fosforilado sintético alrededor de la S896 de la NMDAR1 humana (NP_015566.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q05586
Peso de la proteína	105kDa
Envío	Bolsa de hielo