


Fosfo-P38 Mapk-T180 Pab De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539

Número de artículo: CM0001483



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para p38 MAPK fosforilada (Thr180). Adecuado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con MAPK14 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la señalización de quinasas activadas por estrés y vías inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-p38 MAPK-T180 pAb de conejo
Observaciones/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Fosfo-p38 MAPK-T180
Especie	Humano
GenelD (Humano)	1432
GenelD	1432
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T180 de MAPK humana (NP_620581.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16539
Peso proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo