


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-P38 Mapk-T180/Y182 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15759/P53778/O15264/Q16539

Número de artículo: CM0001968



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que detecta la fosforilación T180/Y182 de la p38 MAPK humana. Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de la vía MAPK y la respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-p38 MAPK-T180/Y182 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MAPK14; CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA; p38 MAPK; Phospho-p38 MAPK-T180/Y182
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1432
ID de Gen	5600/6300/5603/1432
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15759/P53778/O15264/Q16539
Peso Proteico	29kDa/34kDa/35kDa/41kDa
Envío	Bolsa de hielo