

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-P38 Mapk (T180/Y182) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539

Número de artículo: CM0001283



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-p38 MAPK (T180/Y182) validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta p38 alfa humano, ratón, rata. Adecuado para investigación de inflamación y señalización de estrés. Q16539.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-p38 MAPK-T180/Y182 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Phospho-p38 MAPK-T180/Y182
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1432
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T180 e Y182 de p38 MAPK humano (NP_620581.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16539
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo