


Mab De Conejo Phospho-P53-S33 Para Wb Y Elisa - P04637

Número de artículo: CM0001629



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra p53 fosforilado en la serina 33. Validado para Western blot y ELISA, reacciona específicamente con p53 humano. Adecuado para investigación sobre apoptosis, ciclo celular y biomarcadores de cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Phospho-p53-S33
Notas / Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S33
Especie	Humano
ID del gen	7157
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S33 de Phospho-p53 (S33) humano (NP_000537.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P04637
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo