

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-P53-S367 Para Wb Y Elisa - P04637

Número de artículo: CM0001420



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico contra p53 fosforilado en Ser367, validado para Western blot (WB) y ELISA. Ideal para el estudio de la señalización de p53 humano, la apoptosis y la supresión tumoral en investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-p53-S367 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S367
Especie	Humano
GenelD (humano)	7157
GenelD	7157
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético fosforilado alrededor de S367 de TP53 humano (NP_000537.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P04637
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo