

Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-P53-S37 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04637

Número de artículo: CM0001327



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido contra p53 fosforilada en Ser37. Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada hacia humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la señalización de p53, el ciclo celular y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Fosfo-p53-S37
Observaciones/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Fosfo-p53-S37
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7157
ID de Gen	7157
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de S37 de p53 humana (NP_000537.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04637
Peso Molecular de la Proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo