

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Fosfo-P53-S376 Para Wb, Elisa - P04637

Número de artículo: CM0001704



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo que detecta p53 fosforilada en serina 376. Adecuado para Western blot y ELISA, reacciona con p53 humana y de rata. Ideal para investigación de apoptosis, ciclo celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-p53-S376 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Fosfo-p53-S376
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7157
GeneID	7157
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de la S376 de la p53 humana (P04637).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo