


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-P53-S46 Para Wb, Ip, Elisa - P04637

Número de artículo: CM0001303



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico contra p53 (Ser46) validado para WB, IP y ELISA con muestras humanas. Detecta la fosforilación del supresor tumoral p53 en Ser46, un evento clave en la apoptosis inducida por daño en el ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-p53-S46 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S46
Especie	Humano
ID del gen	7157
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de S46 de p53 humano (NP_000537.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P04637
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo