


Phospho-P53-S6 Rabbit Pab - P04637

Número de artículo: CM0001479



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Phospho-p53-S6 de alta especificidad validado para WB y ELISA, dirigido contra la p53 humana fosforilada en serina 6. Adecuado para estudios de apoptosis y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-p53-S6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7157
GeneID	7157
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de la S6 de la p53 humana (NP_000537.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo