


Phospho-P53-S9 Rabbit Mab Para Wb, Elisa - P04637

Número de artículo: CM0001146



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-p53-S9 detecta la p53 humana fosforilada en la serina 9, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para WB y ELISA en investigación de apoptosis, ciclo celular y supresor de tumores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-p53-S9 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Phospho-p53-S9
Especie	Humano
GeneID	7157
Inmunógeno	Péptido sintético - Un péptido sintético fosforilado alrededor de la S9 de la p53 humana (P04637)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P04637
Peso proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo