


Fosfo-P70 S6 Kinasa 1-T389 Pab De Conejo - P23443

Número de artículo: CM0001849



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que detecta la p70 S6 Kinasa 1 fosforilada endógena en T389. Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la vía mTOR y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-p70 S6 Kinasa 1-T389 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alfa; S6K-beta-1; p70(S6K)-alfa; Fosfo-p70 S6 Kinasa 1-T389
Especie	Humano
GeneID (humano)	6198
GeneID	6198
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de T389 de P70S6K1 humana (NP_001258989.1?).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23443
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo