


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-P70 S6 Kinase 1-T389 Para Wb, If/Icc, Elisa - P23443

Número de artículo: CM0000951



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosforilación que se dirige a la p70 S6 Kinase 1 fosforilada en T389, adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-p70 S6 Kinase 1-T389 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S6K; P56K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alfa; S6K-beta-1; p70(S6K)-alfa; Phospho-p70 S6 Kinase 1-T389
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6198
GeneID	6198
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de T389 de P70 S6K humana (NP_003152.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23443
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo