

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-P70 S6 Kinasa 1-T421/S424 Para Wb, If/Icc, Elisa - P23443

Número de artículo: CM0001517



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-p70 S6 Kinasa 1-T421/S424 de alta calidad, validado para WB, IF/ICC, ELISA, con reactividad contra humano, ratón y rata. Ideal para investigación de señalización mTOR, crecimiento celular y traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-p70 S6 Kinasa 1-T421/S424
Observaciones/Alias	S6K; P56K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alfa; S6K-beta-1; p70(S6K)-alfa; Phospho-p70 S6 Kinasa 1-T421/S424
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6198
ID de Gen	6198
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de T421&S424 de la Phospho S6K1 humana (NP_001258989.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23443
Peso Molecular de la Proteína	59kDa
Envío	Bolsa de hielo