


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-P90Rsk (T359/S363) Para Wb - Q15418

Número de artículo: CM0001808



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico dirigido a p90Rsk/RSK1 fosforilado en T359/S363, validado para aplicaciones de WB, IP, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización ERK/MAPK, la supervivencia celular y la proliferación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-p90Rsk-T359/S363 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6195
GeneID	6195
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor de T359 y S363 de p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 humano (NP_002944.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15418
Peso de la proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo