


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-S380 Para Wb, Ip, Elisa - Q15418

Número de artículo: CM0000714



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido a p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 en Ser380. Validado para WB, IP y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización MAPK/ERK, el crecimiento celular y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380
Especie	Humano
GeneID	6195
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S380 de p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 humano (NP_002944.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15418
Peso de la proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo