


Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-T348 Rabbit Pab - Q15418

Número de artículo: CM0000916



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que se dirige a p90Rsk/RSK1 fosforilado en Thr348. Validado para Western blot y ELISA, reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización MAPK/ERK y la proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T348 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T348
Especie	Humano
ID de Gen	6195
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T348 de p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15418
Peso proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo