


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-T359/S363 Para Wb, Elisa - Q15418

Número de artículo: CM0001165



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363 para WB y ELISA. Detecta la RPS6KA1 humana fosforilada en Thr359 y Ser363, un efector corriente abajo de la señalización de ERK involucrado en el crecimiento y la supervivencia celular. Ideal para investigación en transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	6195
ID del gen	6195
Inmunógeno	Péptido sintético (un péptido sintético fosforilado alrededor de T359 y S363 de p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 humano, NP_002944.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q15418
Peso de la proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo