

Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-Pak2-S20 Para Wb Y Elisa - Q13177

Número de artículo: CM0000975



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-PAK2 (S20) detecta PAK2 fosforilado en muestras humanas, de ratón y de rata mediante WB y ELISA. Ideal para estudiar la señalización de PAK2, la apoptosis y la regulación del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Fosfo-PAK2-S20
Observaciones/Alias	KNO2; PAK65; PAKgamma; Fosfo-PAK2-S20
Especie	Humano
GenelD	5062
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13177
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo